

fr BAUSCH + LOMB BOSTON® SIMPLUS® Solution multifonctionnelle en un seul flacon

Cette notice contient des informations importantes. Veuillez la lire attentivement et la conserver pour pouvoir la consulter ultérieurement.

Formule spécifiquement pour les lentilles de contact rigides perméables aux gaz en raison de fluorosilicone présent au sein de la solution.

Description et mode d'emploi : La solution multifonction Boston SIMPLUS® est un produit innovant de nettoyage, de désinfection et de conditionnement en un seul flacon pour les lentilles rigides perméables aux gaz (RGP). Elle est homologuée pour une utilisation avec des lentilles de contact rigides en acrylate de fluorosilicone et acrylate de silicone. La solution multifonction Boston SIMPLUS® élimine les protéines et les lipides de la surface de la lentille et permet de maintenir les dépôts résistants à l'écart des lentilles. Cette solution est également conçue pour le nettoyage des lentilles, ce qui élimine les dépôts et les résidus de nettoyage. L'ajout d'émulsifiant à l'émulsion permet d'arrêter l'adsorption à plusieurs polymères, traite les lentilles pour adoucir l'insertion et assurer un mouillage plus uniforme. Un agent humidifiant breveté assure la mouillabilité des lentilles. Cette solution est conçue pour protéger les yeux et assurer le confort. Elle contient également un système de conservateur qui s'est révélé efficace pour déloger les organismes nuisibles. Cette solution est aussi efficace pour la nettoyage et la désinfection, tout en étant compatible avec l'œil lors de l'insertion de la lentille.

CONTENU : Une solution aqueuse stérile tamponnée contenant de la polyoxamine, de l'hydroxyaliphosphonate, de l'acide borique, du borate de sodium, du chlorure de sodium, de l'hydroxypropylméthylcellulose et du glucan, et conservée avec du gluconate de chlorure de sodium (0,002%) et des polyaminopropylglycolates (0,0005%).

MODE D'EMPLOI :

Retirez la collerette imprimée. N'utilisez pas la solution si la collerette imprimée est cassée ou manquante.

1. Pour assurer une désinfection adéquate, suivez toutes les étapes énumérées ci-dessous : Lavez-vous les mains avec un savon désinfectant et séchez-les soigneusement. Le produit contenu dans le flacon ne doit pas être utilisé si le flacon est ouvert depuis plus de 28 jours.

2. Placez les lentilles dans l'étui à lentilles vide et remplacez ce dernier de solution multifonction Boston SIMPLUS® fraîche. Faites tremper les lentilles pendant au moins quatre (4) heures ou toute la nuit, avant de les porter.

3. Après le tremper, retirez les lentilles de l'étui et massez délicatement les deux côtés des lentilles pendant deux (2) à quatre (4) secondes avec votre doigt. Répétez ce processus pour l'autre œil.

4. Après le nettoyage, retirez les lentilles. Accuez votre contact de nettoyage quotidien et vérifiez que la lentille pendant vingt (20) secondes. Accuez votre contact de nettoyage quotidien deux (2) fois.

5. Rincez pendant environ cinq (5) secondes avec un jet régulier de solution multifonction Boston SIMPLUS® pour éliminer les dépôts de surface résiduels et insérer les lentilles.

6. Mesurement final pour l'insertion de l'œil à l'étui à lentilles avec de l'eau bouillante et laissez sécher à l'air libre après chaque utilisation. Précaution : Pour éviter toute contamination, évitez de mettre l'emboîtu du flacon en contact avec tout objet. Maintenez le flacon bien fermé entre chaque utilisation.

PROBLÈMES ET PRÉCAUTIONS :

TOUJOURS RENCONTRÉ AVEC DES LENTILLES DE CONTACT ET DES PRODUITS POUR LENTILLES PEUT ENTRAÎNER DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. Il est primordial de respecter les instructions de votre ophtalmologue ainsi que les instructions figurant sur l'emballage pour une utilisation correcte.

Les lentilles et des produits pour lentilles, y compris de l'eau à l'étui à lentilles, des problèmes oculaires, notamment des ulcères et une infection de la corne, peuvent se développer rapidement et entraîner une perte de la vision (y compris la cécité).

• N'utilisez pas ce produit sur des yeux souffrant d'irritation à l'un de ses composants.

• N'utilisez pas ce produit avec des lentilles de contact souples (hydrophiles).

• Vous devez suivre les méthodes d'entretien des lentilles recommandées par votre ophtalmologue.

• Non-respect de ces méthodes peut entraîner le développement d'infections oculaires graves.

• Ne mettez pas l'emboîtu du flacon en contact avec toute surface ou votre œil afin d'éviter de contaminer la solution ou entraîner des lésions oculaires.

• Lavez-vous toujours les mains avant de manipuler vos lentilles.

• Ne réutilisez jamais la solution. Utilisez toujours des solutions neuves pour nettoyer et désinfecter les lentilles.

• Maintenez le capuchon fermé entre chaque utilisation pour éviter toute contamination ou évaporation.

• N'utilisez aucun médicament pour les yeux en même temps que cette solution, sauf sous surveillance médicale.

• Jetez la solution restante 3 mois après la première ouverture.

• Ne réutilisez jamais la solution, même si elle n'a subi aucune contamination.

• **TÉNEZ LE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

• Les études à lentilles peuvent être une source importante de contamination microbienne et d'irritation oculaire. Les études à lentilles doivent être nettoyées avec un agent pour lentilles de contact tenu sous pression à l'eau bouillante et séchées à l'air libre avec les capuchons fermés tous les jours. Les études à lentilles doivent être remplacées fréquemment.

IMPORTANT : Si une irritation ou un larmoiement excessif survient, persiste ou augmente ou si la douleur oculaire cesse (allergie), arrêtez et consultez votre ophtalmologue.

Effets indésirables (Problèmes et solutions) :

Vous devez savoir que les problèmes suivants peuvent survenir :

• Picotements, brûlures, démangeaisons (irritations) ou autres douleurs oculaires

• Confort moindre par rapport à la première pose des lentilles

• Sensation anormale d'avoir quelque chose dans l'œil (p. ex. corps étranger, égratignure de la corne)

• Larmoiement excessif des yeux ou sécrétions oculaires inhabituelles

• Rougeurs aux yeux

• Diminution de l'acuité visuelle (faible acuité visuelle)

• Troubles de la vision, arcs-en-ciel ou halos autour des objets

• Sécheresse à l'intérieur (photophobie)

• Sécheresse oculaire

Si vous remarquez l'un des effets ci-dessus, vous devez retirer immédiatement vos lentilles. Si la gêne ou le problème cesse, examinez la lentille de plus près.

• Si l'irritation est accompagnée de quelque problème que ce soit, ne la remplacez pas sur l'œil. Placez la lentille dans son étui et contactez votre ophtalmologue.

• Si l'un y a de la saleté, un cil ou un corps étranger sur la lentille, ou si le problème cesse et que la lentille a des impacts, nettoyez l'œil et désinfectez correctement la lentille et l'emboîtu.

Si le problème persiste, retirez immédiatement la lentille et consultez votre ophtalmologue.

Si l'un des problèmes ci-dessus survient, cela peut être le signe d'un problème grave tel qu'une infection, un ulcère de la cornée, une neovascularisation ou une inflammation.

Le diagnostic et le traitement adéquat afin d'éviter des lésions oculaires graves, lorsque vous consultez votre ophtalmologue pour rechercher une infection oculaire potentielle, apportez vos lentilles, solutions et étui à lentilles à votre rendez-vous pour une éventuelle culture afin de mieux identifier la cause de votre infection.

Date de publication : 2021-12

Bausch + Lomb Incorporated
1400 N. Goodman St.
Rochester NY 14609 USA

Bausch + Lomb Incorporated
Bausch + Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91 V383, Ireland

Fabrique en Italie
Géoproducé en Italie

Bausch + Lomb, Boston et Boston Simplus sont des marques de commerce de Bausch + Lomb Incorporated.

Bausch + Lomb, Boston et Boston Simplus zijn handelsmerken van Bausch + Lomb Incorporated.

© Bausch + Lomb Incorporated.

nl BAUSCH + LOMB BOSTON® SIMPLUS® Multifunctionele vloeistof in één fles

Deze bijhulster bevat belangrijke informatie. Lees hem aandachtig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Specifiek samengesteld voor harde zuurstofdoorlatende contactlenzen van fluorosiliconen of met siliconenacrylat

Beschrijving en gebruiksaanwijzing: Boston SIMPLUS® multifunctionele vloeistof is een innovatieve reinigings-, desinfectie- en verzorgingsproduct in één fles voor harde zuurstofdoorlatende lenzen (RGP). Het product is opgeëvalueerd voor gebruik met zuurstofdoorlatende contactlenzen van fluorosiliconenacrylat of siliconenacrylat. Boston SIMPLUS® multifunctionele oplossing verwijderd evenwijdig en lipiden van het lensoppervlak en hecht tevens hardnekkige aanslag weg te houden (RGP). Het product is opgeëvalueerd voor gebruik met zuurstofdoorlatende contactlenzen van fluorosiliconenacrylat of siliconenacrylat. Deze oplossing is ook bedoeld voor het spoelen van lenzen, zodat losgeraakte aanslag op het lensoppervlak verdwenen wordt. Een dempingssysteem met meerdere polymeren conditioneert de lens om te zorgen voor demping bij het inbrengen en een verbeterde gelijkmatige verlichting. Een speciale deegvorming zorgt ervoor dat de lens vervoerd blijft. Deze vloeistof heeft een rustgevend effect op de ogen. Het bevat ook een conserveringssysteem waarvan is bewezen dat het effectief is bij het vernietigen van schadelijke organismen. Deze vloeistof is zowel effectief bij reinigen als desinfecteren, maar is toch geschikt voor het oog wanneer de lens wordt ingedrukt.

INHOUD: Een steriele, wassende, gebufferde oplossing die bestaat uit polyoxamine, hydroxyaliphosphonaat, borzuur, natriumborfaat, natriumchloride, hydroxypropylmethylcellulose, glucan en is geconserveerd met chlorhexidinegluconaat (0,002%), polyaminopropylglycolaten (0,0005%).

AANWIJZINGEN:

Verwijder de bedrukte verzegeling rond de flessen. Gebruik de vloeistof niet als bedrukte verzegeling kapot is of ontbrekt.

1. Om de juiste desinfectie te waarborgen, moeten alle onderstaande stappen worden gevolgd. Was uw handen met milde zeep. (Let op: pompen kunnen suspensiedeposities op plebsen veroorzaken.)

2. Plaats de lenzen in een lege lenshouder en vul deze met ongebruikte Boston SIMPLUS® multifunctionele vloeistof. Laat de lenzen ten minste vier (4) uur of een nacht weken voordat u ze aan het oog draagt.

3. Hoel de lenzen na het weken uit de lenshouder met vijf (5) gedurende twintig (20) seconden voorzichtig over beide zijden van de lenzen met twee (2) tot vier (4) druppels Boston SIMPLUS® multifunctionele vloeistof in de palm van uw hand. Er is geen afzonderlijke dagelijkse reiniging nodig.

4. Na het spoelen met een gestage stroom Boston SIMPLUS® multifunctionele vloeistof om losgeraakte afzettingen op het lensoppervlak te verwijderen en breng de lenzen in de hand.

5. Reinig de binnenkant van de lenshouder grondig met kokendheet water en laas hem na elk gebruik met lucht drogen. Voorsorgzaamheid: Het is belangrijk te voorkomen, dient u contact tussen de punt van de fles met een voorwerp te vermijden. Hou de fles goed gestoten wanneer deze niet in gebruik is.

WAARSCHUWINGEN VOORSCHEIDMAATREGELEN:

PROBLEEM MET CONTACTLENZEN EN LENSOPDRACEN KUNNEN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL AAN HET OOG. Het is essentieel dat u de aanwijzingen over de verzorging van uw lenzen en lensopdracen door uw oogarts of opticien en op de bijhulster van producten en lenshouders nauwkeurig leest en begrijpt. Oogproblemen, waaronder zweren op de oogbol, kunnen zich snel ontwikkelen en kunnen tot verlies van het gezichtsvermogen (inclusief blindheid) leiden.

• Niet gebruiken als algehele best voor een stof in dit product.

• Niet gebruiken met zachte (hydrofiele) contactlenzen.

• De onderoogprocedures voor lenzen die door uw oogarts of opticien worden aanbevolen, moeten worden gevolgd. Wanneer deze procedures niet worden gevolgd, kan dat leiden tot de ontwikkeling van ernstige oogafwijkingen.

• Zorg dat de punt van de fles niet in contact komt met oppervlakken van voorwerpen of uw oog. Dit kan de vloeistof verontreinigen of oogletsel veroorzaken.

• Was uw handen altijd voordat u uw lenzen aanraakt.

• De vloeistof nooit opnieuw gebruiken. Gebruik altijd verse vloeistof om contactlenzen te reinigen en te desinfecteren.

• De dop van de fles gesloten houden wanneer de fles niet wordt gebruikt om verontreiniging of verdamping te voorkomen.

• Gebruik geen oogmedicatie in combinatie met deze vloeistof, tenzij onder medisch toezicht.

• Niet eventueel overgebleven vloeistof 3 maanden na eerste opening weg.

• NIET na de uiterste houdbaarheidsdatum gebruiken.

• **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.**

• Kinderen kunnen een belangrijke bron van microbiële besmetting en oogirritatie zijn. Lenshouders dienen elke dag te worden gereinigd met een oppervlakte-actieve contactlensreiniger, te worden afgespoeld met kokendheet water en aan de lucht te worden gedroogd met de doppen eraf. Lenshouders moeten regelmatig worden vervangen.

BELANGRIJK: Als irritatie of overmatig tranen optreedt, houdt of toeneemt of als uw zicht verminderd is, dient het gebruik onmiddellijk te worden gestaakt en dient u uw oogarts of opticien te raadplegen.

Negatieve bijwerkingen (problemen, en wat te doen):

Houd er rekening mee dat de volgende problemen kunnen optreden:

• Stiechende, brandende, jeukende ogen (irritatie) of andere pijn aan het oog

• Minder comfortabel gevoel dan de eerste keer dat de lens op het oog wordt geplaatst

• Abnormaal gevoel dat er iets in het oog zit (bv. vreemd voorwerp, krassen)

• Overmatig oogvocht (tranen) in de ogen of ongebruikelijke oogafschiedingen

• Rode ogen

• Verminderde gezichtsscherpte (slechte gezichtsscherpte)

• Troebel zien, regenbogen of ringen rond objecten

• Gevoel van droogte (fotofobie)

• Droge ogen

Als u een van de bovenstaande dingen opmerkt, dient u uw lenzen onmiddellijk uit uw ogen te halen.

Wanneer het ongemak of probleem daarmee ophoudt, bekijk de lens dan eens goed.

• Als de lens iets anders beschadigd is, gebruik hem dan niet meer in uw oog. Plaats de lens in de hand.

• Als de lens iets is, of er een oogwimper of ander ongewenst voorwerp aan zit, of wanneer het probleem overgaat en de lens onbeschadigd blijft, was en spoel de lens dan om hem te reinigen.

Wanneer het probleem aanhoudt, moet u onmiddellijk de lens udoen en uw oogarts of opticien raadplegen.

Wanneer u een van de bovenstaande symptomen ervaart, kan er sprake zijn van een ernstige aandoening, waaronder een infectie, hoornvlieszwer, neovascularisatie of vaatgroei, of iritis. Raadpleeg onmiddellijk een deskundige om het probleem te identificeren en de lenzen te behandelen om ernstige beschadigingen aan het oog te voorkomen. Wanneer u uw oogarts of opticien bezoekt voor de beoordeling van een mogelijke oogafwijking, neem dan uw lenzen, lensvloeistof en lenshouder mee naar uw afspraak voor mogelijke kweek om de identiteit van eventuele micro-organismen beter vast te stellen.

Datum van uitgave: 2021-12

Bausch + Lomb Incorporated
1400 N. Goodman St.
Rochester NY 14609 USA

Bausch + Lomb Incorporated
Bausch + Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91 V383, Ireland

Fabrique en Italie
Géoproducé en Italie

Bausch + Lomb, Boston et Boston Simplus sont des marques de commerce de Bausch + Lomb Incorporated.

Bausch + Lomb, Boston et Boston Simplus zijn handelsmerken van Bausch + Lomb Incorporated.

© Bausch + Lomb Incorporated.



0050



151083426W-01
P1RF0E1N02

30°C

1°C

STERILE A

151083426W-01
P1RF0E1N02

de BAUSCH + LOMB BOSTON® SIMPLUS® Ein-Flaschen-Kombi-Lösung

Diese Packungsbelle enthält wichtige Informationen. Lesen Sie sie bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

Speziell für formstabile sauerstoffdurchlässige Fluorsilikonacrylat- und Silikonacrylatkontaktlinsen entwickelt

Beschreibung und Anwendungsbereiche: Boston SIMPLUS® Kombi-Lösung ist eine innovative Lösung in einer Flasche zur Reinigung, Desinfektion und Pflege für formstabile sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen. Sie ist für die Verwendung mit formstabilen Fluorsilikonacrylat- und Silikonacrylat-Kontaktlinsen zugesandt. Die Boston SIMPLUS® Kombi-Lösung entfernt Proteine und Lipide von der Linsenoberfläche und verhindert hartnäckige Ablagerungen auf den Linsen. Diese Lösung eignet sich auch zum Abspülen von Linsen, wodurch gelöstes Ablagerungen auf der Linse entfernt werden. Ein Multi-Polymer-System erzeugt einen Schutzfilm, der Ihre Kontaktlinsen beim Einsetzen ummantelt und zu einer verbesserten gleichmäßigen Benetzung beiträgt. Ein patentiertes Feuchthalte-System hält die Kontaktlinsen auch nach dem Entfernen feucht. Dieses Mittel wirkt beruhigend auf die Augen. Zudem enthält es ein konservierungssystem, das nachweislich schädliche Organismen entfernt. Obwohl diese Lösung wasserdicht eine reinigende als auch desinfizierende Wirkung hat, ist sie beim Einsetzen der Linse ins Auge gut verträglich.

INHAHT: Eine sterile, wassrige, gepufferte Lösung die Poloxamin, Hydroxyaliphosphonat, Boräure, Natriumborfat, Natriumchlorid, Hydroxypropylmethylcellulose, Glucan sowie Konservierungsstoffe Chlorhexidinegluconat (0,002%) und Polyaminopropylglycolat (0,0005%) enthält.

ANWISUNGEN:

Entfernen Sie das Siegelband am Flaschenhals. Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn das Siegelband am Flaschenhals beschädigt ist oder fehlt.

1. Um eine ausreichende Desinfektion sicherzustellen, müssen alle nachfolgend aufgeführten Schritte ausgeführt werden: Waschen Sie Ihre Hände mit einer milden Seife. (Achtung: Flüssigkeiten können suspensionsmittel auf Oßbasen absetzen.)

2. Legen Sie die Linsen in einen leeren Linsenbehälter und befüllen Sie sie mit frischer Boston SIMPLUS® Kombi-Lösung. Lassen Sie die Linsen vor dem Tragen mindestens vier (4) Stunden oder über Nacht einweichen.

3. Nehmen Sie nach dem Einweichen die Linsen aus dem Linsenbehälter und reiben Sie beide Seiten der Linsen vorsichtig mit zwei (2) bis vier (4) Tropfen Boston SIMPLUS® Kombi-Lösung zwanzig (20) Sekunden lang in der Handfläche. Eine weitere tägliche Reinigungslösung ist nicht erforderlich.

4. Spülen Sie die Linsen unter einem gleichmäßigen Fluss Boston SIMPLUS® Kombi-Lösung ungefähr fünf (5) Sekunden lang ab, um gelöste Ablagerungen auf der Oberfläche zu entfernen. Setzen Sie dann die Kontaktlinsen ein.

5. Reinigen Sie das Innere des Linsenbehälters nach jedem Gebrauch gründlich mit kokend heißem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Vorsichtsanweisung: Vermeiden Sie den Kontakt der Flaschen Spitze mit anderen Gegenständen, um eine Kontamination zu vermeiden. Flasche bei Nichtverwendung gut verschließen lassen.

WAARSCHUWINGEN VOORSCHEIDMAATREGELEN:

PROBLEME MIT CONTACTLENZEN EN LENSOPDRACEN KUNNEN ERNSTAFHE VERLETZINGEN DEUR AUGEN ZIJN VOLGE HABEN. Het is sehr wichtig, dat Sie de Aanwijzingen Ihres Contactlinsenopticien nauwkeurig leest en begrijpt. Oogproblemen, waaronder zweren op de oogbol, kunnen zich snel ontwikkelen en kunnen tot verlies van het gezichtsvermogen (inclusief blindheid) leiden.

• Niet gebruiken als algehele best voor een stof in dit product.

• Niet gebruiken met zachte (hydrofiele) contactlenzen.

• De onderoogprocedures voor lenzen die door uw oogarts of opticien worden aanbevolen, moeten worden gevolgd. Wanneer deze procedures niet worden gevolgd, kan dat leiden tot de ontwikkeling van ernstige oogafwijkingen.

• Zorg dat de punt van de fles niet in contact komt met oppervlakken van voorwerpen of uw oog. Dit kan de vloeistof verontreinigen of oogletsel veroorzaken.

• Was uw handen altijd voordat u uw lenzen aanraakt.

• De vloeistof nooit opnieuw gebruiken. Gebruik altijd verse vloeistof om contactlenzen te reinigen en te desinfecteren.

• De dop van de fles gesloten houden wanneer de fles niet wordt gebruikt om verontreiniging of verdamping te voorkomen.

• Gebruik geen oogmedicatie in combinatie met deze vloeistof, tenzij onder medisch toezicht.

• Niet eventueel overgebleven vloeistof 3 maanden na eerste opening weg.

• NIET na de uiterste houdbaarheidsdatum gebruiken.

• **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.**

• Kinderen kunnen een belangrijke bron van microbiële verontreiniging en oogirritatie zijn. Lenshouders dienen elke dag te worden gereinigd met een oppervlakte-actieve contactlensreiniger, te worden afgespoeld met kokendheet water en aan de lucht te worden gedroogd met de doppen eraf. Lenshouders moeten regelmatig worden vervangen.

BELANGRIJK: Als irritatie of overmatig tranen optreedt, houdt of toeneemt of als uw zicht verminderd is, dient het gebruik onmiddellijk te worden gestaakt en dient u uw oogarts of opticien te raadplegen.

Negatieve bijwerkingen (problemen, en wat te doen):

Houd er rekening mee dat de volgende problemen kunnen optreden:

• Stiechende, brandende, jeukende ogen (irritatie) of andere pijn aan het oog

• Minder comfortabel gevoel dan de eerste keer dat de lens op het oog wordt geplaatst

• Abnormaal gevoel dat er iets in het oog zit (bv. vreemd voorwerp, krassen)

• Overmatig oogvocht (tranen) in de ogen of ongebruikelijke oogafschiedingen

• Rode ogen

• Verminderde gezichtsscherpte (slechte gezichtsscherpte)

• Troebel zien, regenbogen of ringen rond objecten

• Gevoel van droogte (fotofobie)

• Droge ogen

Als u een van de bovenstaande beschwerden optrift, nemen Sie die Kontaktlinse sofort heraus. Wenn das Unbehagen oder Problem, sehen Sie sich die Linse an. Wenn es aufhört, ist die Linse auf irgendeine Weise beschädigt, setzen Sie sie auf keinen Fall wieder ein. Geben Sie die Linse in den Linsenbehälter und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Optiker oder Augenarzt ein.

• Befindet sich auf der Linse Schmutz, eine Wimper oder ein Fremdkörper oder wenn die Linse verschwindet und die Linse weist keinerlei Beschädigung auf, reinigen, spülen und desinfectieren Sie die Linse gründlich und setzen Sie sie wieder ein.

Besteht das Problem weiterhin, nehmen Sie die Linse sofort wieder heraus und wenden Sie sich an Ihren Optiker oder Augenarzt.

Nebenwirkungen (Probleme und Maßnahmen):

folgende Probleme und deren mögliches auftreten sollten Ihnen bekannt sein:

• Stiechende, brandende, jeukende Augen (Irritation) oder andere Augenbeschwerden

• Weniger Tragekomfort als beim ersten Tragen

• Ungewöhnliches Gefühl, als wäre etwas im Auge (z. B. Fremdkörper, angekratzter Bereich)

• Übermäßige Tränenbildung im Auge oder ungewöhnlicher Augenausfluss

• Rötung des Auges

• Beeinträchtigte Sehschärfe (geringe Sehqualität)

• Schwermüdenne Sicht, Regenbogen oder Lichtlöcher um Objekte herum

• Lichtempfindlichkeit (Photophobie)

• Trockene Augen

Falls eine der oben genannten Beschwerden auftritt, nehmen Sie die Kontaktlinse sofort heraus. Wenn das Unbehagen oder Problem, sehen Sie sich die Linse an. Wenn es aufhört, ist die Linse auf irgendeine Weise beschädigt, setzen Sie sie auf keinen Fall wieder ein. Geben Sie die Linse in den Linsenbehälter und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Optiker oder Augenarzt ein.

• Befindet sich auf der Linse Schmutz, eine Wimper oder ein Fremdkörper oder wenn die Linse verschwindet und die Linse weist keinerlei Beschädigung auf, reinigen, spülen und desinfectieren Sie die Linse gründlich und setzen Sie sie wieder ein.

Besteht das Problem weiterhin, nehmen Sie die Linse sofort wieder heraus und wenden Sie sich an Ihren Optiker oder Augenarzt.

Tritts einer der oben dargestellten Symptome auf, könnte ein schwerwiegender Zustand, z. B. eine Infektion, ein Hornhautgeschwür, eine Neovascularisation oder eine Entzündung vorliegen. Suchen Sie das Problem umgehend von einem Arzt untersuchen und behandeln, um eine schwerwiegende Schädigung des Auges zu vermeiden. Wenn Sie Ihren Optiker oder Augenarzt aufsuchen, um eine mögliche Augeninfektion untersuchen zu lassen, bringen Sie Ihre Linsen, Lösungen und Ihren Linsenbehälter mit Ihrem Termin für eine mögliche Kultivierung mit, damit die Identität von Mikroorganismen besser festgestellt werden kann.

Ausgabedatum: 2021-12

Bausch + Lomb Incorporated
1400 N. Goodman St.
Rochester NY 14609 USA

Bausch + Lomb Incorporated
Bausch + Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91 V383, Ireland

Hergestelt in Italien
Prodotto in Italia

Bausch + Lomb, Boston und Boston Simplus sind Warenzeichen von Bausch + Lomb Incorporated.

Bausch + Lomb, Boston et Boston Simplus sono marchi registrati di Bausch + Lomb Incorporated.

© Bausch + Lomb Incorporated.

Bausch + Lomb Incorporated
1400 N. Goodman St.
Rochester NY 14609 USA

Bausch + Lomb Incorporated
Bausch + Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91 V383, Ireland

Hergestelt in Italien
Prodotto in Italia