

# Amvisc®

1,2% Natrium-Hyaluronat

Vi  
Viscoelastic

## Amvisc® - ein kohäsives Viskoelastikum für Kataraktoperationen aus reinem Natrium-Hyaluronat

Effiziente Entfernung

Konstante Stabilisierung der Vorderkammer



### Eigenschaften

Zusammensetzung	1,2% Natrium-Hyaluronat
pH-Wert	6,8 - 7,6
Molekulargewicht	1 - 2,9 Mio Daltons
Viskosität	40.000 mPas
Kohäsion	hoch
Osmolalität	320 mOsmol

**BAUSCH + LOMB**

# Vorteile

- Die hohe Viskosität erlaubt eine konstante Stabilisierung der Vorderkammer während der gesamten Operation
- Die hohen kohäsiven Eigenschaften ermöglichen das vollständige und effiziente Entfernen nach dem Eingriff
- Amvisc ist in vormontierten und vorgefüllten Einmal-Glasspritzen zu je 0,8 ml erhältlich
- Amvisc ist ein Medizinprodukt der Klasse IIb (CE1275)
- Amvisc sollte gekühlt bei +2°C bis +8°C aufbewahrt werden. Es kann max. 7 Tage ungekühlt gelagert werden, bis sich die viskoelastischen Eigenschaften verändern. Gekühltes Amvisc sollte vor Gebrauch Raumtemperatur erreicht haben (nach 20-45 Minuten, je nach Volumen)
- Amvisc vor Frost schützen



Amvisc	0,8 ml
Sterilisation	Steril gefiltert, aseptisch abgefüllt. Die gefüllten Spritzen werden in der Endverpackung sterilisiert.
Kanüle	27 Gauge
Bestell-Code	59081L

## Viskoelastische Lösungen von Bausch + Lomb

<b>Amvisc® Plus</b>	Bietet eine kohäsive Vielseitigkeit durch die Kombination einer konstanten Stabilisierung der Vorderkammer und einer einfachen Entfernung.	1,6% Sodium Hyaluronate	0,8 ml	60081L
<b>OcuCoat</b>	Ideal für großvolumige Chirurgie am vorderen Augensegment. Besteht aus 2% Hydroxypropyl-Methylzellulose von niedrigem Molekulargewicht. Ermöglicht ein schnelles Entfernen mit minimalem Risiko eines erhöhten intraokularen Drucks. OcuCoat verfügt über ausgezeichnete Beschichtungseigenschaften und ist dadurch ideal für einen direkten Einsatz auf der Hornhaut geeignet. Es hilft empfindliches Gewebe zu schützen und während der gesamten Operation eine klare Sicht aufrecht zu erhalten.	2% HPMC	1 ml 6 x 1 ml 2 ml	CC050S CC065S CC100SL

### Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Deutschland / Schweiz / Österreich  
Tel.: +49 30 33093 - 5431  
Fax +49 30 33093 - 5470  
kundenservice@bausch.com

BAUSCH + LOMB GmbH  
Surgical  
Brunsbütteler Damm 165-173  
13851 Berlin

[www.bausch-lomb.de](http://www.bausch-lomb.de)



[www.bauschsurgical.com](http://www.bauschsurgical.com)

Durch™/© gekennzeichnete Namen sind eingetragene Warenzeichen von Bausch + Lomb Incorporated oder den ihr angegliederten Unternehmen. © 2011 Bausch + Lomb. Alle Rechte vorbehalten.