


# S1 IOL

## HYDROPHOBE IOL

Einstückige faltbare sphärische Acryl IOL

TECHNISCHE

DATEN



**Nur in  
Deutschland  
erhältlich!**

**BAUSCH + LOMB**

# S1 IOL

## HYDROPHOBE IOL

Einstückige faltbare sphärische Acryl IOL

<b>Artikelnummer</b>	HF600
<b>Material</b>	Hydrophobes Acrylat, einteilig
<b>Optikdesign</b>	Monofokal, sphärisch, bikonvex
<b>Optikdurchmesser</b>	6,0 mm
<b>Gesamtdurchmesser</b>	13,0 mm
<b>Haptikdesign</b>	Modifiziertes C-Loop Design, 0° Anwinkelung
<b>Features</b>	UV-Filter Refraktiver Index: 1,48 bei 35° 360° hintere scharfe Kante
<b>Dioptrien</b>	von 5,0 bis 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten
<b>Inzisionsgröße</b>	2,2 - 2,4 mm
<b>Injektorsystem</b>	Bioject-P220 (12INJ0246)



### OPTISCHE KONSTANTEN

Scannen Sie den QR Code oder besuchen Sie [www.IOLCon.org](http://www.IOLCon.org) für aktuelle A-Konstanten der S1 IOL

Bausch & Lomb GmbH  
Tel.: 0800 58 93 114  
Fax: 01805 90 94 90 94  
[www.bausch-lomb.de/surgical](http://www.bausch-lomb.de/surgical)

[kontakt-surgical@bausch.com](mailto:kontakt-surgical@bausch.com)

 Bausch + Lomb Surgical DACH



Bio-Tech Vision Care Pvt. Ltd. Plot No. 555-556-557,  
Opp. Subham Tex-O-Pack, Khatraj-Vadsar Road, P.O.: Khatraj,  
Taluka- Kalol, Dist. Gandhinagar, Gujarat, India.



Biotech Europe Meditech Inc Limited,  
AF2, IDA Business & Technology Park,  
Roscommon, Ireland.

© 2024 Bausch + Lomb Incorporated oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Nur für medizinisches Fachpersonal, bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. SU-S1-05/2024